

Indicadores

Os alunos devem seleccionar vários indicadores existentes no laboratório.

Indicadores usados:

- Tintura azul de tornesol
- Vermelho de metilo
- Solução alcoólica de fenolftaleína
- Universal líquido
- Universal em papel



- ☺ Seleccionar e preparar o material adequado.
- ☺ Verter para gobelés quantidades aproximadamente iguais dos diversos detergentes e águas.
- ☺ Adicionar, a cada gobelé, 3-5 gotas de um dos indicadores escolhidos.